



INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY
Pracoviště laboratorních metod, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
Oddělení klinické hematologie, budova G, 4.n.p.
Kontaktní telefon: +420 23605 5210 Centrální příjem vzorků PLM
+420 23605 2829, +420 26136 2831 Oddělení klinické hematologie

Lab. číslo

Žádanka o hematologické a koagulační vyšetření

Pacient (příjmení, jméno, titul)		Číslo pojištění	Pojišťovna	Kód amb./odd.	Telefon
Datum narození		Pohlaví	Razítko (včetně IČP), jméno a podpis lékaře		
		M	Ž		
Dg. základní	Dg. ostatní	Věk	Datum a čas odběru:		
Materiál		Odebral	Oddělení klinické hematologie tel.: +420 26136 2831, +420 26136 2829		

Statim!

Základní koagulace

521	Protrombinový t. (Quick)
525	aPTT
528	Fibrinogen
532	Trombinový test
529	D-Dimery (kvantitativně)
531	Antitrombin

Vyšetření ascites

1350	KO ASCITES (WBC, RBC, Hgb, polymorfonukleáry x mononukleáry) [4;5]
1353	Hgb ASCITES [4;5]

Antikoagulační terapie (čas podání/kontinuální infuze)

Název	Čas podání
KUMARINY	
UFH	
LMWH	
ELIQUIS	
PRADAXA	
XARELTO	
TROMBOLÝZA	

Speciální koagulace

Koagulační faktory

550	FII
551	FV
552	FVII
553	FVIII
1553	FVIII necitlivý k LA
554	FIX
1554	FIX necitlivý k LA
608	FX
555	FXI
1555	FXI necitlivý k LA
556	FXII
1556	FXII necitlivý k LA
643	FXIII

von Willebrandova choroba

609	vWF: Antigen
553	FVIII

Antikoagulační léčba

535	LMWH (anti-Xa aktivita) [5;6]
534	UFH (anti-Xa aktivita) [6]
545	ARIXTRA (Fondaparinux) [5;7]
666	PRADAXA (Dabigatran) [3;5]
667	XARELTO (Rivaroxaban) [5;11]
646	ELIQUIS (Apixaban) [5;6]

Heparinem indukovaná trombocytopenie

1455	HIT IgG protilátka
642	HIT [2; 9; 10]

Ostatní

1453	ADAMTS13 aktivita ¹²
1454	ADAMTS13 inhibitor ¹²

Hyperkoagulace

538	APC rezistence
536	Protein C
537	Protein S
531	Antitrombin
553	FVIII

Fibrinolyza

557	Euglobulinová lýza
-----	--------------------

Směsné testy

581	Směsné testy APTT
606	Směsné testy PT

Lupus antikoagulans (LA)

564	Kompletní diagnostika
-----	-----------------------

Primární hemostáza

649	Krvácivost Ivy
652	Fragilita kapilár
1404	PFA COL/EPI [4;8]
1405	PFA COL/ADP [4;8]

Agregační vyšetření

Optické agregace dle Borna z PRP	
620	Agregace základní [4;8;9]
621	Hyperagregace [4;8;9]
622	Protidestičková léčba [4;8;9]
1452	Syndrom lepivých destiček [4;8;9]

Verify Now (z plné krve)

1400	Protidestičková léčba ASA [4; 8]
1401	Inhibitory receptoru P2Y12 [4; 8]

HEMATOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ

400	KO s diferencíalem
399	KO bez diferencíálu
1376	NRBC automaticky
418	Retikulocyty
428	Diferenciální počet leukocytů mikroskopicky
420	Schistocyty (pouze společně s KO)
1367	Retikulované trombocyty
1381	Trombocyty Thromboexact [1]
460	Sternální punkce [2]

Protidestičková terapie

Účinná látka	Datum
Kys. Acetylsalicylová [8]	
Antagonisté P2Y12 [8]	

Poznámky:

- 1 pouze při podezření na Pseudotrombocytopenii
- 2 nutný souhlas hematologa
- 3 odběr se provádí mezi 10-16 hod. po podání léku
- 4 nutno dopravit do laboratoře odděleně od ostatního materiálu, (riziko zcentrifugování), nepoužívat potrubní poštu
- 5 ihned dopravit do laboratoře
- 6 odběr se provádí mezi 3 - 4 hod. po aplikaci léku
- 7 odběr se provádí 3 hod. po aplikaci léku
- 8 nutno uvést protidestičkovou léčbu v posledních 10 dnech
- 9 nutno objednat v laboratoři
- 10 současně se vzorkem dodat lahvičku aplikovaného heparinu
- 11 odběr se provádí mezi 2-4 hod po podání léku
- 12 dopravit do laboratoře do 1 hodiny od odběru, jinak separovat plasmu a transportovat 3 x 0,5 ml alikvoty do laboratoře

Poznámka:

--	--	--	--	--

Plná krev (K3-EDTA)	Sarstedt ThromboExact 2,7 ml	Plazma (citrát sodný 3,2%)	Sérum	Odběr u lůžka pacienta (nutno objednat v laboratoři)
---------------------	------------------------------	----------------------------	-------	--